



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-E Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 69191-A1 e todos os sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)  
**DATA FABRICAÇÃO:** 27/09/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 27/09/2021  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C

---

| POTÊNCIA: | Teste em tubo            | Cartão DiaMed | Cartão BioVue | Microplaca |         |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|------------|---------|
|           | Células R <sub>2</sub> r | 1 em 256      | 1 em 512      | 1 em 256   | 1 em 64 |

---

|                                          |                                       |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>AVIDEZ:</b> (1º sinal de aglutinação) | Células R <sub>2</sub> r              | 9 segundos  |
|                                          | Células R <sub>1</sub> R <sub>2</sub> | 12 segundos |
|                                          | Células r''r                          | 12 segundos |

---

| ESPECIFICIDADE: | Fenótipos Positivos                   | Fenótipos Negativos |                                       |          |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
|                 | Células R <sub>1</sub> R <sub>2</sub> | Grade 5             | Células R <sub>1</sub> R <sub>1</sub> | Negativo |
|                 | Células r''r                          | Grade 5             | Células r'r                           | Negativo |
|                 | Células R <sub>2</sub> r              | Grade 5             | Células rr                            | Negativo |

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-E estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**

(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 15 de outubro de 2019

---