



LORNE LABORATORIES LTD



CERTIFICATE OF ANALYSIS

CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>PRODUCT:</b>	Anti-K (Cellano) Monoclonal Blood Grouping Reagent		
<b>PRODUTO:</b>	Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-K (Cellano)		
<b>LOT NUMBER:</b>	32511-A1 and all sub-lots (i.e. 32511-A2, 32511-A3, 32511-A4 etc.)		
<b>NÚMERO DE LOTE:</b>	32511-A1 e todos os sublotos (e.x. 32511-A2, 32511-A3, 32511-A4 , etc)		
<b>MANUFACTURE DATE:</b>	2022-04-06		
<b>DATA DE FABRICAÇÃO:</b>	06/04/2022		
<b>EXPIRY DATE:</b>	2024-04-06		
<b>DATA DE VALIDADE:</b>	06/04/2024		
<b>PRESERVATIVE:</b>	<0.1% Sodium Azide w/v		
<b>CONSERVANTE:</b>	0.1% de Azida Sódica m/v		
<b>DYE:</b>	None		
<b>CORANTE:</b>	Nenhum		
<b>STERILITY:</b>	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter		
<b>ESTERILIDADE:</b>	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm		
<b>STORAGE:</b>	Refrigerate at 2 – 8°C		
<b>ARMAZENAMENTO:</b>	Refrigerado à 2 – 8°C		
<b>MICRO TESTING:</b>	Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg		
<b>MICRO TESTE:</b>	Os materiais de origem usados para produzir este lote foram testados na origem e encontrados para ser não reativo para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg		
<b>POTÊNCIA:</b>	<b>Tube Test:</b>	<b>BioVue Card</b>	<b>Diamed Card</b>
<b>POTENCY:</b>	(Teste em tubo)	(Cartão BioVue)	(Cartão Diamed)
	<b>Kk Cells</b>	1 in 32	1 in 32
	<b>Células Kk</b>	1 em 32	1 em 32
<b>SPECIFICITY:</b>	<b>Positive Phenotypes</b>	<b>Negative Phenotypes</b>	
<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipos Positivos</b>	<b>Fenótipos Negativos</b>	
	<b>Kk Cells</b>	Grade 5	<b>Kk Cells</b> Negative
	<b>Células Kk</b>	Grau 5	<b>Células Kk</b> Negativo
<b>QUALITY CONTROL:</b>	This lot of Anti-K (Cellano) matches or surpasses the potency and specificity requirements as described in the current edition of the Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK.		
<b>CONTROLE DE QUALIDADE:</b>	Este lote Anti-K (Cellano) corresponde ou supera os requisitos de potência e especificidade descritas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.		

RELEASED BY:

DATE: 24 May 2022

LIBERADO POR:

DATA: 24 de maio de 2022

Technical Administrator  
Administrador Técnico