

## LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-A,B Monoclonal

**NÚMERO DO LOTE:** 620132-D1 e sublotes ( -D2, -D3, -D4, etc )

**DATA FABRICAÇÃO:** 04/03/2020 **DATA DE VALIDADE:** 04/03/2023

CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

**ESTERILIDADE**: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 μm

**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C

**TESTE** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e

MICROBIOLÓGICO: deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

**POTÊNCIA:** 

	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias A₁	1 em 512	1 em 512	1 em 512	1 em 256
Hemácias A <sub>2</sub>	1 em 256	1 em 256	1 em 512	1 em 256
Hemácias B	1 em 512	1 em 512	1 em 512	1 em 256

AVIDEZ: (1º sinal de

aglutinação)

Hemácias A<sub>1</sub> 2

2 segundos

Hemácias A<sub>2</sub>

Hemácias O

4 segundos

**Hemácias B** 2 segundos

ESPECIFICIDADE: Fenóti

**Fenótipos Positivos** 

**Fenótipos Negativos** 

Hemácias A<sub>1</sub> Hemácias A<sub>2</sub>

Hemácias A<sub>2</sub> Hemácias B Grade 5 Grade 5 Grade 5

Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE:

As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-A,B estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações

para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

**LIBERADO POR:** 

(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 06 de agosto de 2020



## **LORNE LABORATORIES LTD**

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO