



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-c Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 692104-A1 e sublotes ( -A2, -A3, -A4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 18/11/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 18/11/2021  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

| POTÊNCIA:                 | Teste em tubo | Cartão DiaMed | Cartão BioVue | Microplaca |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Hemácias R <sub>1</sub> r | 1 em 256      | 1 em 512      | 1 em 512      | 1 em 512   |

---

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>AVIDEZ:</b> (1º sinal de aglutinação) | <b>Hemácias R<sub>1</sub>R<sub>2</sub></b> 7 segundos | <b>Hemácias R<sub>1</sub>r</b> 12 segundos |
|  | <b>Hemácias r'r</b> 7 segundos                        |  |

---

| ESPECIFICIDADE: | Fenótipos Positivos                                | Fenótipos Negativos                                 |
|-----------------|--|---|
|                 | <b>Hemácias R<sub>1</sub>R<sub>2</sub></b> Grade 5 | <b>Hemácias R<sub>1</sub>R<sub>1</sub></b> Negativo |
|                 | <b>Hemácias R<sub>1</sub>r</b> Grade 5             |   |
|                 | <b>Hemácias r'r</b> Grade 5                        |   |

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-c estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**   
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 07 de janeiro de 2020

---