



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Lectina Anti-A<sub>1</sub>  
**NÚMERO DO LOTE:** 116122-B1 e sublotos ( -B2, -B3, -B4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 30/04/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 30/04/2021  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C

---

**POTÊNCIA:**

	<b>Teste em tubo</b>
<b>Hemácias A<sub>1</sub></b>	1 em 8

---

**ESPECIFICIDADE:**


<b>Fenótipos Positivos</b>		<b>Fenótipos Negativos</b>	
<b>Hemácias A<sub>1</sub></b>	Grade 5	<b>Hemácias A<sub>2</sub></b>	Negativo
<b>Hemácias A<sub>1</sub>B</b>	Grade 5	<b>Hemácias A<sub>2</sub>B</b>	Negativo
		<b>Hemácias B</b>	Negativo
		<b>Hemácias O</b>	Negativo

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-A<sub>1</sub> estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

---

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 05 de agosto de 2019

---