



# LORNE LABORATORIES LTD



## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Fy<sup>b</sup> Policlonal

**NÚMERO DE LOTE:** 31786-A1 e sublotos ( -A2, -A3, -A4, etc )

**DATA FABRICAÇÃO:** 31/07/2018

**DATA DE VALIDADE:** 31/07/2020

**CONSERVANTE** 0.1% de Azida Sódica w/v

**CORANTE:** Nenhum

**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm

**ARMAZENAMENTO:** Refrigerado à 2 – 8°C

**TESTE MICROBIOLÓGICO** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão Diamed	Cartão BioVue
<b>Hemácias Fy(a+b+)</b>	1 em 8	1 em 32	1 em 8

**ESPECIFICIDADE:**

Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
<b>Hemácias Fy(a+b+):</b> Grade 5	<b>Hemácias Fy(b-):</b> Negativo

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Fy<sup>b</sup> estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

**LIBERADO POR:**

  
(Laboratory Manager or Nominee)

**DATA:** 13 de agosto de 2018

(Gerente do Laboratório ou Designado)