



# LORNE LABORATORIES LTD



## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente Elite Polyspecific AHG (Anti-Human Globulin) Green  
**NÚMERO DE LOTE:** 435103-A1 e sublotos ( -A2, -A3, -A4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 23/10/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 23/10/2021  
**CONSERVANTE** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** 0,002% de Azul Patenteado e 0,002% de Tartrazina  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm  
**ARMAZENAMENTO:** Refrigerado à 2 – 8°C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

<b>POTÊNCIA Anti-IgG:</b>	<b>Teste do Reagente AHG:</b>	<b>Potência do IgG na preparação:</b>
	<b>Hemácias R<sub>1</sub>r:</b> 1 em 1024	<b>Hemácias R<sub>1</sub>r:</b> 1 em 512

---

<b>POTÊNCIA Anti-C3d:</b>	<b>Teste do Reagente AHG:</b>	<b>Potência do C3d na preparação:</b>
	<b>Hemácias EC3d:</b> 1 em 4	<b>Hemácias EC3d:</b> 1 em 2

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Elite Polyspecific Anti-Globulina Humana ( Green ) estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

**LIBERADO POR:**

  
(Laboratory Manager or Nominee)

**DATA:** 05 de dezembro de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)

---