



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** LISS Ready for Use  
**NÚMERO DO LOTE:** 470176-C1 e sub-lotes ( -C2, -C3, -C4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 21/02/2020  
**DATA DE VALIDADE:** 21/02/2021  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Armazenar a 10 – 30 °C

**POTÊNCIA:** Este lote de LISS Ready for Use demonstrou potência sorológica adequada e nenhuma hemólise foi observada nos testes com este lote.

**TESTES FÍSICOS:**

Teste	Especificações	Resultados
Cor	Incolor	Aprovado
pH a 22°C	6.50 – 6.90	Aprovado
Condutividade a 22°C	3.40 – 4.00 mS/cm	Aprovado
Osmolalidade	285 – 305 mOsmol/kg	Aprovado

**CONTROLE DE QUALIDADE:**

Este lote de LISS Ready for Use está de acordo com as especificações de potência e características físicas determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 27 de fevereiro de 2020