



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-D Clone 2 Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 71058-A1 e sublotes ( -A2, -A3, -A4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 17/03/2020  
**DATA DE VALIDADE:** 17/09/2022  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias O R <sub>1</sub> r	1 em 32	1 em 512	1 em 512	1 em 64

---

<b>AVIDEZ:</b> (1º sinal de aglutinação)	<b>Hemácias O R<sub>1</sub>r</b> 8 segundos	<b>Hemácias R<sub>2</sub>r</b> 7 segundos
--	---	---

---

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
Hemácias O R <sub>1</sub> r	Grade 5	Hemácias r'r Negativo
Hemácias R <sub>2</sub> r	Grade 5	Hemácias r''r Negativo
Hemácias D Weak (D <sup>u</sup> )	Grade 4	Hemácias rr Negativo

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-D Clone 2 estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 30 de março de 2020

---